

Światowa premiera

2019

**ULTRAc**el Q+

HIFU Liniowe CW



**ESLT**  
medical

**Jeisys**  
*Better You*



Światowa premiera 2019  
HIFU Liniowe CW

ULTRAcel Q+ Linear  
SYSTEM

Less than  
3 mins/300shots

Nie tylko lifting i naciąganie




**Konturowanie ciała**





**Redukcja pigmentacji i zaczerwienienia**

### Porównanie HIFU punktowego do ciągłego CW

Różnica w oddziaływaniu dotychczasowych, punktowych systemów HIFU w stosunku do systemu liniowego CW polega na tym że system CW rysuje linie za pomocą ciągłej, nieprzerywanej emisji fali ultradźwiękowej





Lepsza dostępność

Brak martwego pola



Lepsza widoczność


Do 65 % lepsza widoczność pola zabiegu

Komfort


	BARDZO DUŻY BÓL
	DUŻY BÓL
	UMIARKOWANY BÓL
	ŁAGODNY BÓL
	BRAK BÓLU

ULTRAcnel Q+

Więszy komfort dla pacjenta



Poprawa cery i redukcja zaczerwienienia




ULTRAcnel Q+  
Linear

Obkurczenie naczyń włosowatych  
Poszerzenie naczyń krwionośnych



Blokowanie naczyń włosowatych  
poprawa krążenia krwi

## Optymalizowane protokoły dla każdego zastosowania



## Różnorodność wyboru

## Optymalizowane przetworniki do każdego kartridża



**Jeisys**  
*Better You*

# **ULTRAcel Q+**

Pierwszy na Świecie  
Liniowy system HIFU CW

---

- Najnowsza technologia liftingu ciała bez skalpela
- Modelowanie, zwiększenie napięcia i regeneracja skóry.
- Redukcja lokalnego otluszczenia



# ULTRAcel Q+

## SPECYFIKACJA

Częstotliwość	2, 4, 7 MHz
Energia maksymalna	0,1 - 3 J
Ekran	10.2 cala, dotykowy LCD
Wymiary	360 W x 400 D x 980 H mm
Waga	23,5 kg
Kartridże punktowe	
Twarz	Q1,5 / Q3,0 / Q4,5 / QS2,0
Ciało	Q6,0 / Q9,0 / Q11,0 / Q13,0
Gęstość punktów	1 - 2 mm (0,1 mm krok)
Długość linii	5 - 25 mm (5 mm krok)
Kartridże liniowe	
Twarz	Linear 2,0 / 3,0
Ciało	Linear 6,0 / 9,0 / 11,0 / 13,0
Gęstość punktów	Linia ciągła
Długość linii	25 mm


## KOŃCÓWKA ZABIEGOWA


Przełącznik	Przełącznik w rękojeści
Wymiary kartridża	87 W x 47 D x 100 H mm
Waga kartridża	180 g
Wymiary rękojeści	253 W x 47 D x 105 H mm
Waga rękojeści	260 g / 440 g z kartridżem



 [www.eslt-medical.com](http://www.eslt-medical.com)

 [info@eslt-medical.com](mailto:info@eslt-medical.com)

 ul. Słoneczna 12 B, 05-520 Konstancin-Jeziorna

 stacjonarny +48 22 8265408

sprzedaż +48 515 526 525

serwis +48 517 921 277

- LASERY DIODOWE
- LASERY PICO i Q-SWITCH
- LASERY CO<sub>2</sub>
- LASERY Er:YAG i Er:Glass
- LASERY Alexandrytowe i Nd:YAG
- LASERY KTP i LBO

- HIFU do napinania skóry
- HIFU do modelowania sylwetki
- HIFU do usuwania tłuszczu
- HIFU endo-waginalne

- RF pieczątkowy
- RF mikroigłowy
- CRYOLIPOLIZA
- CRYO STRUMIENIOWE

**ESLT**  
medical